



本PDF文件由 爱化学 ichemistry.cn 免费提供, 全部信息请点击[1121-22-8](#), 若要查询其它化学品请登录[CAS号查询网](#)


如果您觉得本站对您的学习工作有帮助, 请与您的朋友一起分享:) [爱化学www.ichemistry.cn](#)

CAS Number:1121-22-8 基本信息

中文名: 反式-1,2-环己二胺

英文名: (+/-)-trans-1,2-Diaminocyclohexane

别名: (+/-)-trans-1,2-Cyclohexanediamine



分子式: $C_6H_{14}N_2$

分子量: 114.19

CAS登录号: 1121-22-8

物理化学性质

熔点: 14-15°C

沸点: 79-81°C (15MMHG)

水溶性: 可溶

折射率: 1.4885-1.4905

闪点: 68°C

密度: 0.951

安全信息

S26: 万一接触眼睛, 立即使用大量清水冲洗并送医诊治。

安全说明: S45: 出现意外或者感到不适, 立刻到医生那里寻求帮助 (最好带去产品容器标签)。

S36/37/39: 穿戴合适的防护服、手套并使用防护眼镜或者面罩。

危险品标:

C: 腐蚀性物质

危险类别码: R34: 会导致灼伤。

危险品运输编号: UN2735

CAS#1121-22-8化学试剂供应商(点击生产商链接可查看价格)

百灵威科技有限公司 专业从事1121-22-8及其他化工产品的生产销售 400-666-7788

阿法埃莎(Alfa Aesar) 反式-1,2-环己二胺专业生产商、供应商, 技术力量雄厚 800-810-6000/400-610-6006

上海钰康生物科技有限公司 长期供应C6H14N2等化学试剂, 欢迎垂询报价 021-6155264

将来试剂—打造最具性价比试剂品牌 生产销售(+/-)-trans-1,2-Diaminocyclohexane等化学产品, 欢迎订购 021-61552785

将来试剂—打造最具性价比试剂品牌 是以(+/-)-trans-1,2-Cyclohexanediamine为主的化工企业, 实力雄厚 021-61552785

供应商信息已更新且供应商的链接失效, 请登录爱化学 [CAS No. 1121-22-8 查看](#)

若您为此化学品供应商, 请按照[化工产品收录](#)说明进行免费添加

其他信息

(±)-反式-1,2-环己二胺(1121-22-8)的危害性:

生产方法及其他:

本品对水是稍微有害的，不要让未稀释或大量的产品接触地下水，水道或者污水系统，若无政府许可，勿将材料排入周围环境。

计算化学数据:

1. 疏水参数计算参考值(XlogP): -0.3
2. 氢键供体数量: 2
3. 氢键受体数量: 2
4. 可旋转化学键数量: 0
5. 拓扑分子极性表面积(TPSA): 52
6. 重原子数量: 8

储存条件:

温常压下稳定，避免氧化物接触。保持容器密封，储存在阴凉，干燥的地方。
只需轻轻，

相关化学品信息

[1113-92-4](#) [113643-53-1](#) [111535-40-1](#) [118635-52-2](#) [119169-63-0](#) [112922-92-6](#) [111248-72-7](#) [1189450-87-0](#) [1186222-89-8](#) [111254-02-5](#) [111055-02-8](#) [119619-78-2](#) [117983-25-2](#) [116009-24-6](#) [115521-63-6](#) 465

生成时间2015-5-23 11:31:31