



本PDF文件由

免费提供, 全部信息请点击[9047-08-9](#), 若要查询其它化学品请登录[CAS号查询网](#)

如果您觉得本站对您的学习工作有帮助, 请与您的朋友一起分享:) [爱化学www.ichemistry.cn](#)

CAS Number:9047-08-9 基本信息

中文名:	羧甲基葡聚糖凝胶C-50离子交换树脂; CM-葡聚糖凝胶C-50; 羧甲基交联葡聚糖凝胶C-50; 羧甲基交联右旋糖酐凝胶C-50
英文名:	Sephadex?-CM C-50, ion-exchange resin
CAS登录号:	9047-08-9

物理化学性质

性质描述:	羧甲基葡聚糖凝胶C-50离子交换树脂(9047-08-9)的性状: 离子交换基团-OCH₂COO-白色珠状粉末。 系在交联葡聚糖凝胶G-50上, 引入羧甲基的弱酸性阳离子交换剂(C-表示阳离子交换剂, 50表示是由G-50引入羧甲基)。 它既有离子交换性质, 又有G类葡聚糖凝胶的优点, 如非特异性吸附很少, 不易使包括酶在内的蛋白质变性等, 并具有分离大分子量物质的特点。 使用前需经蒸馏水溶胀, 稀酸、稀碱处理, 再洗至中性后应用。 交换容量4.5±0.5mmol/g。 血红蛋白交换量9g/g。平衡离子Na⁺。干微珠直径40~120μm。
-------	---

CAS#9047-08-9化学试剂供应商(点击生产商链接可查看价格)

百灵威科技有限公司 专业从事9047-08-9及其他化工产品的生产销售 400-666-7788
 供应商信息已更新且供应商的链接失效, 请登录爱化学 [CAS No. 9047-08-9](#) 查看
 若您在此化学品供应商, 请按照[化工产品收录](#)说明进行免费添加

其他信息

产品应用:	羧甲基葡聚糖凝胶C-50离子交换树脂(9047-08-9)的用途: 用于蛋白质、多肽、酶、生物碱等的分离。
生产方法及其他:	羧甲基葡聚糖凝胶C-50离子交换树脂(9047-08-9)的贮存: 本品应密封于干燥处保存。

相关化学品信息

[聚氧乙烯山梨糖醇酐单棕榈酸酯](#) [904815-50-5](#) [90771-97-4](#) [C8-9-碳烯加氢甲酰化物蒸馏残余物](#) [90390-11-7](#) [己二酸-二-C8-10-支链烷基酯](#) [90047-00-0](#) [90445-37-7](#) [甲壳质酶](#) [90580-84-0](#) [3-碘-4-甲基苯甲酸甲酯](#) [90401-39-1](#) [甲基萘磺酸钠甲醛树脂](#) [90002-89-4](#) [1-溴化羧](#) [乙二胺四乙酸铁钠](#) [甲拌磷](#) [六水合硝酸钴](#) 514